

Rengøringsvejledning vedr. visirer - samlet oversigt fra virksomhederne

Virksomhedens navn:	Ronald A/S
----------------------------	------------

Er visiret beregnet til:	Sæt kryds
Engangsbrug (sæt kryds)	
Flergangsbrug (sæt kryds)	X

Ved flergangsbrug: hvordan skal visiret rengøres inden det tages i brug igen?:	JA <i>sæt kryds</i>	NEJ <i>sæt kryds</i>
Tåler det vand og rengøringsmiddel/sæbe?	X	
Tåler det afspritning med desinfektionsmiddel?		X
Tåler det rengøring og efterfølgende afspritning?		X



	Indsæt antal
Hvor mange gange kan visiret anvendes, når det skal tåle at kunne rengøres mellem hver gang?	4

Virksomhedens navn:	Hounisen Laboratorieudstyr A/S
----------------------------	--------------------------------

Er visiret beregnet til:	Sæt kryds
Engangsbrug (sæt kryds)	
Flergangsbrug (sæt kryds)	X

Ved flergangsbrug: hvordan skal visiret rengøres inden det tages i brug igen?:	JA <i>sæt kryds</i>	NEJ <i>sæt kryds</i>
Tåler det vand og rengøringsmiddel/sæbe?	X	
Tåler det afspritning med desinfektionsmiddel?	X	
Tåler det rengøring og efterfølgende afspritning?	X	



	Indsæt antal
Hvor mange gange kan visiret anvendes, når det skal tåle at kunne rengøres mellem hver gang?	<15

Video med vejledning til brug fra Hounisen:

<https://www.youtube.com/watch?v=1trpZC-ebDg&feature=youtu.be>

Virksomhedens navn:	Abena A/S
----------------------------	------------------

Er visiret beregnet til:	Sæt kryds
Engangsbrug (sæt kryds)	x
Flergangsbrug (sæt kryds)	

Abenas visir kan tåle at blive rengjort med både sæbe og desinfektion og det endda op til flere gange.

Dette ændrer dog ikke på at visirerne kategoriseres som et engangsprodukt.

Ved flergangsbrug: hvordan skal visiret rengøres inden det tages i brug igen?:	JA <i>sæt kryds</i>	NEJ <i>sæt kryds</i>
Tåler det vand og rengøringsmiddel/sæbe?	x	
Tåler det afspritning med desinfektionsmiddel?	x	
Tåler det rengøring og efterfølgende afspritning?	x	



	Indsæt antal
Hvor mange gange kan visiret anvendes, når det skal tåle at kunne rengøres mellem hver gang?	20

Virksomhedens navn:	Grundfos A/S
----------------------------	---------------------

Er visiret beregnet til:	Sæt kryds
Engangsbrug (sæt kryds)	
Flergangsbrug (sæt kryds)	x

Ved flergangsbrug: hvordan skal visiret rengøres inden det tages i brug igen?:	JA <i>sæt kryds</i>	NEJ <i>sæt kryds</i>
Tåler det vand og rengøringsmiddel/sæbe?	x	
Tåler det afspritning med desinfektionsmiddel?	x	
Tåler det rengøring og efterfølgende afspritning?	x	



	Indsæt antal
Hvor mange gange kan visiret anvendes, når det skal tåle at kunne rengøres mellem hver gang?	mere end 100

Den sorte holder kan genbruges igen og igen.

Selve det gennemsigtige visir kan aftørres med sæbevand eller afspritning få gange, men det er designet til at udskifte

Kilde: NIR desinfektion <https://hygiejne.ssi.dk/NIRdesinfektion>, tabel 2 side 10.

Jf. denne kan man sige at:

- Visir anvendt iflg. forsigtighedsprincippet hører under "ikke-kritisk udstyr"
- Visir anvendt til borgere smittet eller mistænkt smittet hører også under "ikke kritisk udstyr" men her kommer "Ved visse udbrudssituationer i spil".